

Anticuerpo Monoclonal Anti-Cd16 Para Citometría De Flujo - P08637 / O75015

Número de artículo: CM0007748



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD16 validado para citometría de flujo (CF) en muestras humanas y de mono cinomolgo. Dirigido a FCGR3A/FCGR3B (CD16a/CD16b) para investigación en ADCC, células NK e inmunología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de conejo anti-CD16 Humano/Mono
Observaciones/Alias	CD16; FCG3; CD16A; FCGR3; IGFR3; IMD20; FCR-10; FCR11; CD16-II; FCGR11; FCR11A; FcGR11A; CD16b
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2214/2215
GeneID	2214/2215
Inmunógeno	Proteína recombinante: Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-208 de FCGR3A/FCGR3B humano (P08637/O75015)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad Cruzada	Humano, Cynomolgus
SWISS	P08637/O75015
Peso Proteico	29KDa/26KDa
Envío	Bolsa de hielo