

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd16 Para Wb, Elisa - P08637 / O75015

Número de artículo: CM0005111



Introducción

Un anticuerpo monoclonal de conejo que reconoce CD16 humano (FcγRIIIA), con reactividad cruzada a ratón, validado para aplicaciones de WB y ELISA, ideal para estudios de ADCC y función inmune.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CD16 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	CD16; FCG3; CD16A; FCGR3; IGFR3; IMD20; FCR-10; FCRIII; CD16-II; FCGRIII; FCRIIIA; FcGRIIIA
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	2214/2215
ID del Gen	2214/2215
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-208 del CD16 humano. (P08637).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P08637/O75015
Peso Proteico	29KDa/26KDa
Envío	Bolsa de hielo