

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd161 Para Wb, If-P, Fc, Elisa - Q12918

Número de artículo: CM0006314



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra la CD161 humana (KLRB1). Validado para WB, IF-P, FC, ELISA. Detecta una proteína de 25 kDa. Reacción cruzada con humano, ratón y rata. Ideal para investigación de células NK y el sistema inmunitario.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CD161 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	NKR; CD161; CLEC5B; NKR-P1; NKR-P1A; NKR-P1A; hNKR-P1A; KLRB1
Especie	Humano
GeneID	3820
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 67-225 de la CD161 humana (NP_002249.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, FC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q12918
Peso de la proteína	25 kDa
Envío	Bolsa de hielo