

Anticuerpo Monoclonal Anti-Cd162/PSgl-1 Para Wb, If/Icc, Fc, Elisa - Q14242

Número de artículo: CM0010780



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD162/PSGL-1 validado para WB, IF/ICC, FC, ELISA en humano. El objetivo es un ligando de selectina involucrado en el rodamiento de leucocitos y la inflamación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo CD162/PSGL-1
Observaciones/Alias	CLA; CD162; PSGL1; PSGL-1; CD162/PSGL-1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6404
GeneID	6404
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, FC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q14242
Peso proteico	43 kDa/45 kDa
Envío	Bolsa de hielo