

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd162/Psgl-1 Para If-P, Ihc-P, Fc, Elisa - Q3Ta56

Número de artículo: CM0011277

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra CD162/PSGL-1 de ratón (SWISS Q3TA56). Validado para aplicaciones de IF-P, IHC-P, FC y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación y desarrollo de ensayos IVD.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de conejo CD162/PSGL-1
Observaciones/Alias	CD162; Psgl1; Selp1; Selpl; Psgl-1
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	6404
GeneID	20345
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 18-320 del CD162/PSGL-1 de ratón (NP_033177.3).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	IF-P, IHC-P, FC, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q3TA56
Peso Molecular de la Proteína	44kDa
Envío	Bolsa de hielo