

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd162/Psgl-1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q14242

Número de artículo: CM0007644



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra CD162/PSGL-1 humano, un ligando de glucoproteína de P-selectina 1. Validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Adecuado para estudios de inflamación y adhesión de leucocitos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CD162/PSGL-1 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	CLA; CD162; PSGL1; PSGL-1; CD162/PSGL-1
Especie	humano
GeneID (humano)	6404
GeneID	6404
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 42-295 del CD162/PSGL-1 humano (NP_002997.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q14242
Peso Proteico	43KDa/44KDa
Envío	Bolsa de hielo