

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Polymab® Anti-Cd162/PSgl-1 Para Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - Q14242 / Q3Ta56

Número de artículo: CM0008081



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra CD162/PSGL-1 humano/ratón, validado para aplicaciones de WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA. Detecta PSGL-1 humano, de ratón y de rata, un mediador clave en el rodamiento de leucocitos durante la inflamación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CD162/PSGL-1 Conejo PolymAb®
Observaciones/Alias	CLA; CD162; PSGL1; PSGL-1; CD162/PSGL-1
Especies	Humano/Ratón
ID Gen (Humano)	6404
ID Gen	6404/20345
Inmunógeno	Proteína recombinante de CD162/PSGL-1 humano/ratón.
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q14242/Q3TA56
Peso Proteico	43kDa/42kDa
Envío	Bolsa de hielo