


Anticuerpo Policlonal Anti-Cd163 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q86Vb7

Número de artículo: CM0026152



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra CD163 humano, validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Detecta CD163 endógeno en muestras de humano, ratón, rata. Dirigido al receptor carroñero de hemoglobina de 125 kDa. Ideal para investigación de macrófagos e inflamación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CD163 Conejo pAb
Observaciones/Alias	M130; MM130; SCAR11; CD163
Especie	Humano
GeneID (humano)	9332
GeneID	9332
Inmunógeno	Péptido sintético/Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 750-1050 del CD163 humano (NP_004235.4?).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q86VB7
Peso Proteico	125kDa
Envío	Bolsa de hielo