


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd163 Para Wb, If-P, Elisa - Q86Vb7

Número de artículo: CM0007185



Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo dirigido contra CD163 humano (M130, receptor carroñero de hemoglobina) validado para inmunotransferencia (WB), inmunofluorescencia en secciones de parafina (IF-P) y ELISA. Ideal para estudiar la activación de macrófagos y condiciones inflamatorias.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	mAb de Conejo CD163
Observaciones/Alias	M130, MM130, SCAR11, CD163
Especie	Humano
GeneID (Humano)	9332
GeneID	9332
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 861-961 del CD163 humano (NP_004235.4)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q86VB7
Peso Proteico	125kDa
Envío	Bolsa de hielo