


Anti-Cd163 Rabbit Polymab® Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q86Vb7 / Q2Vlh6

Número de artículo: CM0004316



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad dirigido contra CD163 (M130), validado para WB, IHC-P, IF-P, ELISA en muestras humanas, de ratón, rata y mono cinomolgus. Ideal para la investigación de macrófagos e inflamación, detecta una proteína de ~121-125 kDa.

[Aprende más](#)

Nombre del Producto	CD163 Rabbit PolymAb®
Observaciones/Alias	M130; MM130; SCAR11; CD163v2; CD163v3
Especies	Humano/Ratón
GeneID (Humano)	9332
GeneID	9332/93671
Inmunógeno	Proteína recombinante de CD163 humano/ratón.
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata, Mono cinomolgus
SWISS	Q86VB7/Q2VLH6
Peso Proteico	121kDa/125kDa
Envío	Bolsa de hielo