


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cd163L1 Para Wb, Elisa - Q9Nr16

Número de artículo: CM0015907



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra CD163L1 humano (M160), validado para WB y ELISA. Reacciona con humano y rata. Ideal para estudios de la función del receptor de barredura y la biología de macrófagos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CD163L1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	WC1; M160; STAR; CD163B; SCAR12; CD163L1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	283316
GeneID	283316
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 350-550 del CD163L1 humano (NP_777601.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Rata
SWISS	Q9NR16
Peso Proteico	159kDa
Envío	Bolsa de hielo