


Anticuerpo Monoclonal Anti-Cd166/Alcam () Para Citometría De Flujo - Q13740

Número de artículo: CM0012306



Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo anti-humano CD166/ALCAM (clon: ABflo®® 488) para citometría de flujo. Reconoce CD166 (ALCAM), una molécula de adhesión celular de la superfamilia de las inmunoglobulinas implicada en la activación de células T y la hematopoyesis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Conejo anti-Humano CD166/ALCAM mAb
Observaciones/Alias	MEMD; CD166
Especie	Humano
GeneID (Humano)	214
GeneID	214
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 28-526 del CD166/ALCAM humano (NP_001618.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q13740
Peso Proteico	65kDa
Envío	Bolsa de hielo