


Anticuerpo Monoclonal Anti-Cd166/Alcam Para Wb, If/Icc, Elisa - Q13740

Número de artículo: CM0006732



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra CD166/ALCAM humano, validado para WB, IF/ICC y ELISA con reactividad cruzada hacia ratón y rata. Ideal para estudiar adhesión celular, activación de células T y formación de sinapsis inmunológica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CD166/ALCAM Anticuerpo monoclonal de conejo (mAb)
Observaciones/Alias	MEMD; CD166; CD166/ALCAM
Especie	Humano
GeneID (Humano)	214
GeneID	214
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 28-526 de CD166/ALCAM humano (NP_001618.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q13740
Peso Molecular de la Proteína	65kDa
Envío	Bolsa de hielo