


Anticuerpo Policlonal Anti-Cd166/Alcam Para Wb Y Elisa - Q13740

Número de artículo: CM0021289



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra CD166/ALCAM humano (Q13740). Validado para WB y ELISA, con reactividad cruzada con humano y ratón. Ideal para estudiar la adhesión celular, la activación de células T y la hematopoyesis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CD166/ALCAM pAb de conejo
Observaciones/alias	MEMD; CD166; CD166/ALCAM
Especie	Humano
GeneID (humano)	214
GeneID	214
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 28-180 de CD166/CD166/ALCAM humano (NP_001618.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón
SWISS	Q13740
Peso molecular	65 kDa
Envío	Bolsa de hielo