

Anticuerpo Monoclonal Anti-Cd168/Rhamm Para Wb, Ihc-P, Elisa - O75330

Número de artículo: CM0003524

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra CD168/RHAMM humano (O75330). Ideal para WB, IHC-P, ELISA; reacciona de forma cruzada con humano y ratón. Investigue la motilidad celular mediada por hialuronano y la metástasis del cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CD168/RHAMM Rabbit mAb
Observaciones/Alias	CD168; IHABP; RHAMM; CD168/RHAMM
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	3161
ID de Gen	3161
Inmunógeno	Péptido Sintético
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	O75330
Peso Proteico	84kDa
Envío	Bolsa de hielo