

Anticuerpo Policlonal Anti-Cd168/Rhamm Para Wb, Elisa - 075330

Número de artículo: CM0028334

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra el CD168/RHAMM humano, validado para WB y ELISA, con reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para estudiar la motilidad celular mediada por hialuronano y la metástasis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CD168/RHAMM Conejo pAb
Observaciones/Alias	CD168; IHABP; RHAMM; CD168/RHAMM
Especie	Humano
GenelD (Humano)	3161
GenelD	3161
Inmunógeno	Proteína recombinante correspondiente a los aminoácidos 341-440 del CD168/RHAMM humano (NP_001136028.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O75330
Peso Proteico	84kDa
Envío	Bolsa de hielo