

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cd168/Rhamm (Validado Por Ko) Para Wb, If, Elisa - O75330

Número de artículo: CM0017041

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a CD168/RHAMM humano, validado por KO. Inmunógeno recombinante (aa1-300). Detecta el receptor de hialuronano en WB, IF/ICC y ELISA. Apoya la investigación sobre motilidad celular, metástasis y señalización.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[Validado por KO] CD168/RHAMM Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CD168; IHABP; RHAMM; MM
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	3161
ID del gen	3161
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-300 de CD168/RHAMM humano (NP_001136028.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	O75330
Peso de la proteína	84kDa
Envío	Bolsa de hielo