

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd16B Para Wb, Fc, Elisa - O75015

Número de artículo: CM0007904



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra el CD16b humano (FcγRIIIB). Validado para WB, FC, ELISA; detecta una banda de 26kDa. Ideal para estudiar el atrapamiento de complejos inmunes mediado por receptores Fc y la biología de neutrófilos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo CD16b
Observaciones/Alias	CD16; FCG3; CD16A; CD16b; FCGR3; CD16-I; FCGR3A; FCR-10; FCRIII; FCRIIIb
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	2215
ID del gen	2215
Inmunógeno	Proteína recombinante: Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-208 del CD16b humano (NP_000561.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, FC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	O75015
Peso proteico	26kDa
Envío	Bolsa de hielo