


Anticuerpo Monoclonal Anti-Cd170/Siglec-5 Para Citometría De Flujo - O15389

Número de artículo: CM0005651



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra CD170/Siglec-5 humano, validado para citometría de flujo (FC). Adecuado para el estudio de la adhesión de células mieloides y la unión de ácido siálico en investigación inmunológica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Conejo anti-Humano CD170/Siglec-5 mAb
Observaciones/Alias	CD170; OBBP2; CD33L2; OB-BP2; SIGLEC-5
Especie	Humano
GeneID (Humano)	8778
GeneID	8778
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	O15389
Peso Proteico	61kDa
Envío	Bolsa de hielo