

Anticuerpo Monoclonal Anti-Cd171/L1Cam Para Wb, Ihc-P, Elisa - P32004

Número de artículo: CM0007117



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra CD171/L1CAM humano, validado para Western blot, IHC (parafina) y ELISA. Adecuado para estudiar el desarrollo neuronal, la migración y la plasticidad sináptica en la investigación cerebral.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo contra CD171/L1CAM
Observaciones/alias	S10; HSAS; HYCX; MASA; MIC5; SPG1; CAML1; CD171; HSAS1; N-CAML1; NCAM-L1; N-CAM-L1; CD171/L1CAM
Especie	Humana
GeneID (humano)	3897
GeneID	3897
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	P32004
Peso de la proteína	140 kDa
Envío	Bolsa de hielo