

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cd171/L1Cam Para Wb, If/Icc, Elisa - P32004

Número de artículo: CM0027826



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra CD171/L1CAM, validado para Western blot, IF/ICC y ELISA. Reconoce L1CAM de humano, ratón y rata. Ideal para investigación en neurociencia sobre adhesión neuronal, migración y plasticidad sináptica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CD171/L1CAM Rabbit pAb
Observaciones/Alias	S10; HSAS; HYCX; MASA; MIC5; SPG1; CAML1; CD171; HSAS1; N-CAML1; NCAM-L1; N-CAM-L1; CD171/L1CAM
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	3897
ID del gen	3897
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1143-1257 de CD171/L1CAM humano (NP_000416.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P32004
Peso molecular de la proteína	140kDa
Envío	Bolsa de hielo