


Anticuerpo Policlonal Anti-Cd172A/Sirpα Para Wb, If/Icc, Elisa - P78324

Número de artículo: CM0026579



Introducción

CamelBio ofrece el anticuerpo policlonal de conejo anti-CD172a/SIRPα validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reconoce SIRPα humano, de ratón y rata (55 kDa). Ideal para estudios de regulación de la fagocitosis, señalización inmunológica y investigación de la función sináptica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CD172a/SIRPα Rabbit pAb
Notas/Alias	BIT; MFR; P84; SIRP; MYD-1; SHPS1; CD172A; PTPNS1; CD172a/SIRPα
Especie	Humano
GeneID (humano)	140885
GeneID	140885
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 220-375 de CD172a/SIRPα humano (NP_542970.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P78324
Peso Proteico	55 kDa
Envío	Bolsa de hielo