

Anticuerpo Policlonal Anti-Cd177 Para Wb, Elisa - Q8N6Q3

Número de artículo: CM0026565

Introducción

CD177 Rabbit pAb es un anticuerpo policlonal validado para WB y ELISA, dirigido al antígeno CD177 (NB1/PRV1) expresado en neutrófilos humanos. Ideal para investigación en inmunología e inflamación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CD177 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	NB1; PRV1; HNA2A; PRV-1; HNA-2a; NB1 GP; CD177
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	57126
ID del Gen	57126
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 35-285 de CD177 humano (NP_065139.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q8N6Q3
Peso de la Proteína	51kDa
Envío	Bolsa de hielo