

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd177 Para Fc, Elisa - Q8N6Q3

Número de artículo: CM0012277

Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo contra el antígeno CD177 humano (NB1/PRV-1). Validado para citometría de flujo y ELISA, adecuado para la investigación de activación, adhesión e inflamación de neutrófilos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CD177 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	CD177; HNA-2a; HNA2A; NB1; NB1 GP; PRV-1; PRV1; NB1GP; antígeno CD177
Especie	Humano
GeneID (humano)	57126
GeneID	57126
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 22-407 del CD177 humano (NP_065139.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q8N6Q3
Peso Proteico	15kDa/27kDa/46kDa
Envío	Bolsa de hielo