

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd177 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q8N6Q3

Número de artículo: CM0007132

Introducción

Anticuerpo Monoclonal de Conejo Anti-CD177 validado para WB, IHC-P, ELISA. Detecta el antígeno CD177 humano (NB1/PRV-1/HNA-2a), una proteína específica de neutrófilos anclada a GPI implicada en la adhesión y migración. Ideal para la investigación de inflamación, hematología y enfermedades autoinmunes.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CD177 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	NB1; PRV1; HNA2A; PRV-1; HNA-2a; NB1 GP; CD177
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	57126
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 22-407 del CD177 humano (NP_065139.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q8N6Q3
Peso Proteico	51kDa
Envío	Bolsa de hielo