

Anticuerpo Monoclonal Anti-Cd19 Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P15391

Número de artículo: CM0004010



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra el CD19 humano. Adecuado para WB, IF-P, IHC-P y ELISA. Crucial para la investigación sobre la señalización del receptor de células B y la inmunodeficiencia.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CD19 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	B4; CVID3; CD19
Especie	Humano
GeneID (Humano)	930
GeneID	930
Inmunógeno	Péptido sintético: Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 456-556 del CD19 humano. (NP_001761.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P15391
Peso Proteico	61kDa
Envío	Bolsa de hielo