

Anticuerpo Policlonal Anti-Cd19 Para Wb, If/Icc, Elisa - P15391

Número de artículo: CM0024854



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra CD19 validado para Western blot, IF/ICC y ELISA. Reconoce CD19 humano, de ratón y de rata. Ideal para estudios de señalización de células B e investigación de leucemia linfocítica. Su socio integral para materias primas de IVD.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo contra CD19
Observaciones/Alias	B4; CVID3; CD19
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	930
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 457-556 del CD19 humano (NP_001761.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P15391
Peso Molecular de la Proteína	61kDa
Envío	Bolsa de hielo