

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd19 Para Wb, Elisa - P15391

Número de artículo: CM0006763



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra la proteína CD19 humana. Adecuado para aplicaciones de western blot (WB) y ELISA. Reacciona con CD19 humano, de ratón y de rata. Ideal para la investigación en inmunología de células B y el desarrollo de ensayos diagnósticos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD19
Observaciones/Alias	B4; CVID3; CD19
Especie	Humano
GeneID (humano)	930
Inmunógeno	Proteína recombinante de CD19 humano
Fuente	conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	P15391
Peso de la proteína	61 kDa
Envío	B olsa de hielo