


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd1B Para If/Icc, Fc, Elisa - P29016

Número de artículo: CM0008012



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra el CD1B humano. Validado para IF/ICC, FC y ELISA. Detecta isoformas de CD1B (37kDa/30kDa) involucradas en la presentación de antígenos lipídicos y la inmunidad de células T. Ideal para estudios de inmunología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	CD1B Rabbit mAb
Observaciones/Alias	R1; CD1; CD1A
Especie	Humano
GeneID (humano)	910
GeneID	910
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 18-303 del CD1B humano (NP_001755.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	IF/ICC, FC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P29016
Peso proteico	37kDa/30kDa
Envío	Bolsa de hielo