


Anticuerpo Monoclonal Anti-Cd1D Para Wb, If/Icc, Fc, Elisa - P15813

Número de artículo: CM0004761



Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo contra CD1d humano, adecuado para WB, IF/ICC, FC, ELISA. Se dirige a la glucoproteína de presentación de antígenos involucrada en la presentación de glucolípidos a las células NKT. Validado para muestras humanas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CD1d Rabbit mAb
Observaciones/Alias	R3; CD1A; R3G1; CD1d
Especie	Humano
GeneID (humano)	912
GeneID	912
Inmunógeno	Proteína recombinante / Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-301 del CD1d humano (NP_001757.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, FC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P15813
Peso Proteico	38kDa
Envío	Bolsa de hielo