


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd1D Para Wb, If-P, Elisa - P11609 / P11610

Número de artículo: CM0004196



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD1d de alta calidad validado para WB, IF-P y ELISA. Reacciona con ratón y rata. Adecuado para estudios inmunológicos de presentación de antígenos glucolipídicos y función de células NKT.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD1d
Observaciones/Alias	Cd1a; Cd1d; CD1.1; Ly-38
Especie	Ratón
ID de gen (Humano)	912
ID de gen	12479/12480
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 22-305 de CD1d de ratón (NP_031665.2/NP_031666.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón, Rata
SWISS	P11609/P11610
Peso de la proteína	39 kDa/38 kDa
Envío	Bolsa de hielo