


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cd1D Para Wb, If/Icc, Elisa - P15813

Número de artículo: CM0019312



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra CD1D humano validado para WB, IF/ICC y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón. Una herramienta útil para estudiar la presentación de glucolípidos y la biología de las células NKT (SWISS P15813).

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CD1D Rabbit pAb
Observaciones/Alias	R3; CD1A; R3G1; CD1D
Especie	Humano
GeneID (humano)	912
GeneID	912
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-190 de CD1D humano (NP_001757.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón
SWISS	P15813
Peso de la proteína	38kDa
Envío	Bolsa de hielo