


Anticuerpo Monoclonal Anti-Cd2 Para Wb, Fc, Elisa - P06729

Número de artículo: CM0004026



Introducción

Este anticuerpo monoclonal de conejo CD2 reconoce el CD2 humano, un antígeno de superficie de células T involucrado en la adhesión y señalización. Apto para aplicaciones de WB, FC y ELISA. Peso de la proteína ~39kDa. Ideal para investigación inmunológica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CD2 Anticuerpo monoclonal de conejo
Observaciones/Alias	T11; SRBC; LFA-2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	914
GeneID	914
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 25-209 del CD2 humano (NP_001758.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, FC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P06729
Peso de la proteína	39kDa
Envío	Bolsa de hielo