


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P06729

Número de artículo: CM0006011



Introducción

CD2 Rabbit mAb (P06729) es un anticuerpo monoclonal de conejo validado para WB, IHC-P y ELISA, dirigido contra CD2 humano, una molécula de adhesión clave de los linfocitos T. Ideal para investigación en inmunología y diagnósticos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CD2 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	T11, SRBC, LFA-2, CD2
Especie	Humano
GeneID (humano)	914
GeneID	914
Inmunógeno	Proteína recombinante de CD2 humano
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P06729
Peso Molecular de la Proteína	39kDa
Envío	Bolsa de hielo