

Anticuerpo Policlonal Anti-Cd20 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P11836

Número de artículo: CM0021090



Introducción

pAb de conejo contra CD20, generado contra la región intracelular del CD20 humano; validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Presenta reactividad cruzada con muestras humanas y de ratón. Ideal para la investigación de linfocitos B y linfomas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra CD20
Observaciones/alias	B1; S7; Bp35; CD20; FMC7; CVID5; LEU-16
Especie	Humana
ID génico (humano)	931
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Suero de conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, de ratón
SWISS	P11836
Peso de la proteína	33 kDa
Envío	Bolsa de hielo