

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd20 Para Wb E Ihc-P - P11836

Número de artículo: CM0005721



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra CD20 humano, adecuado para WB, IHC-P, IF/ICC, FC, ELISA. Validado en humano y mono cinomolgo. Dirigido al antígeno de linfocito B CD20, involucrado en la activación de células B y la entrada de calcio.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb CD20 Conejo
Observaciones/Alias	B1; S7; Bp35; CD20; FMC7; CVID5; LEU-16
Especie	Humano
GeneID (Humano)	931
GeneID	931
Inmunógeno	Péptido Sintético (Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 100-200 del CD20 humano (NP_068769.2))
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, FC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Mono cinomolgo
SWISS	P11836
Peso Proteico	33kDa
Envío	Bolsa de hielo