


Anticuerpo Policlonal Anti-Cd200 Para Wb, Elisa - 054901

Número de artículo: CM0020717



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra el CD200 de ratón (glicoproteína de membrana OX-2), validado para Western blot y ELISA, reacciona de forma cruzada con rata. Adecuado para investigación de costimulación de células T y regulación de células mieloides.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	CD200 Conejo pAb
Observaciones/Alias	OX2; Mox2; CD200
Especie	Ratón
ID del Gen	17470
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 31-232 del CD200 de ratón (NP_034948.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	054901
Peso Proteico	31kDa
Envío	Bolsa de hielo