

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd200 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P41217

Número de artículo: CM0007002

Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo dirigido al CD200 humano (glicoproteína de membrana OX-2). Validado para WB, IHC-P y ELISA; presenta reacción cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación en inmunología y oncología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CD200 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	MRC; MOX1; MOX2; OX-2; CD200
Especie	Humano
GeneID (humano)	4345
GeneID	4345
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 31-232 del CD200 humano. (NP_001352780.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P41217
Peso Molecular de la Proteína	31kDa
Envío	Bolsa de hielo