

## Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd200 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P41217

Número de artículo: CM0002815

### Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo adecuado para WB, IHC-P y ELISA dirigido al CD200 humano (glicoproteína de membrana OX-2). Compatible con la investigación en inmunología sobre regulación inmune y coestimulación de células T. Swiss-Prot: P41217.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                                 |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | mAb de Conejo CD200                                                                                                                   |
| Observaciones/Alias | MRC; MOX1; MOX2; OX-2; CD200                                                                                                          |
| Especie             | Humano                                                                                                                                |
| ID Gen (Humano)     | 4345                                                                                                                                  |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 31-232 del CD200 humano (NP_001352780.1) |
| Origen              | Conejo                                                                                                                                |
| Categoría           | Anticuerpos Monoclonales                                                                                                              |
| Aplicación          | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                                      |
| Reactividad Cruzada | Humano                                                                                                                                |
| SWISS               | P41217                                                                                                                                |
| Peso Proteico       | 31kDa                                                                                                                                 |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                        |