


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cd200R1 Para Wb, Elisa - Q8Td46

Número de artículo: CM0021025



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra CD200R1 humano validado para WB y ELISA. Receptor inhibitorio que limita la inflamación, expresado en células inmunes. Suministro de materias primas a granel para IVD de CamelBio.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CD200R1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	OX2R; MOX2R; CD200R; HCRTR2; CD200R1
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	131450
ID de Gen	131450
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 29-240 del CD200R1 humano (NP_740750.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q8TD46
Peso Proteico	37kDa
Envío	Bolsa de hielo