

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cd201 Para Wb, Elisa - Q64695

Número de artículo: CM0019250

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a CD201 de ratón (receptor endotelial de la proteína C). Apto para aplicaciones de WB y ELISA con muestras de ratón; detecta una proteína de ~27 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CD201 Rabbit pAb
Notas/Alias	Ccca; Epcr; Ccd41; CD201
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	10544
GeneID	19124
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 18-210 de CD201 de ratón (NP_035301.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	Q64695
Peso molecular de la proteína	27kDa
Envío	Bolsa de hielo