


Anticuerpo Monoclonal Anti-Cd204 Para Citometría De Flujo - P21757

Número de artículo: CM0005634



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra el CD204 humano (MSR1), validado para citometría de flujo. Detecta el receptor de barredor de macrófagos, ideal para estudios de aterosclerosis e inmunidad innata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Rabbit anti-Human CD204 mAb
Observaciones/Alias	SRA; SR-A; CD204; SR-AI; phSR1; phSR2; SCARA1; SR-AII; SR-AIII
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	4481
ID de Gen	4481
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P21757
Peso Proteico	40kDa/43kDa/50kDa
Envío	Bolsa de hielo