


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd204 (Msr1/Scara1) Para Ihc-P, Fc, Elisa - P21757

Número de artículo: CM0007345



Introducción

Anti-CD204 mAb de conejo validado para IHC-P, FC, ELISA. Reconoce el receptor limpiador de macrófagos humano tipos I y II (MSR1/SCARA1), clave en la endocitosis de LDL y la formación de células espumosas. Adecuado para investigación de aterosclerosis e inmunidad innata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CD204 mAb de conejo
Observaciones/Alias	SRA; SR-A; CD204; SR-AI; phSR1; phSR2; SCARA1; SR-AII; SR-AIII
Especie	Humano
ID del gen	4481 (Humano)
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 77-451 de CD204 humano (NP_619729.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	IHC-P, FC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P21757
Peso de la proteína	40kDa/43kDa/50kDa
Envío	Bolsa de hielo