


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd205/Dec-205 - O60449

Número de artículo: CM0005717



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra CD205/DEC-205 humano, validado para WB, IF/ICC y ELISA. El receptor endocítico implicado en el procesamiento de antígenos; adecuado para investigación en inmunología y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CD205/DEC-205 mAb de Conejo
Observaciones/Alias	CD205; LY-75; CLEC13B; DEC-205; GP200-MR6
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4065
GeneID	4065
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 216-501 del CD205/DEC-205 humano (NP_002340.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	O60449
Peso Proteico	198kDa
Envío	Bolsa de hielo