


Anticuerpo Monoclonal Anti-Cd209 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Nnx6

Número de artículo: CM0006142



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra CD209 humano (DC-SIGN) para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para el estudio de la función de las células dendríticas y el reconocimiento de patógenos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD209
Observaciones/Alias	CDSIGN; CLEC4L; DC-SIGN; DC-SIGN1; hDC-SIGN; CD209
Especie	Humano
GeneID (Humano)	30835
GeneID	30835
Inmunógeno	Péptido sintético: un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 del CD209 humano (Q9NNX6)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q9NNX6
Peso de la proteína	46 kDa
Envío	Bolsa de hielo