


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cd209 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nnx6

Número de artículo: CM0015516



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo CD209 (DC-SIGN) para WB, IF/ICC, ELISA. Reconoce humano, ratón, rata. Inmunógeno recombinante. Para estudios de inmunidad mediada por células dendríticas y unión de patógenos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CD209 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	CDSIGN; CLEC4L; DC-SIGN; DC-SIGN1; hDC-SIGN; CD209
Especie	Humano
GeneID (Humano)	30835
GeneID	30835
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 265-404 del CD209 humano (NP_066978.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9NNX6
Peso Proteico	46kDa
Envío	Bolsa de hielo