

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd213A2/IL-13 R Alfa 2 Para Wb, Ip, Elisa - Q14627

Número de artículo: CM0009786



Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo dirigido contra el CD213a2/IL-13R alfa 2 humano, validado para WB, IP, ELISA. Reacciona de forma cruzada con rata. Ideal para estudiar la señalización de IL-13/IL-4, la regulación inmune y la inflamación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo CD213a2/IL-13 R alfa 2
Observaciones/Alias	CT19; IL-13R; IL13BP; CD213A2
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	3598
ID del gen	3598
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 27-355 del CD213a2/IL-13 R alfa 2 humano (NP_000631.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IP, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Rata
SWISS	Q14627
Peso proteico	44kDa
Envío	Bolsa de hielo