

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cd215/IL-15R Alfa Para Wb, If/Icc, Elisa - Q13261

Número de artículo: CM0028186



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra el CD215/IL-15R alfa humano (subunidad alfa del receptor de IL-15). Validado para Western blot, inmunofluorescencia/ICC y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Adecuado para estudiar la señalización de IL-15, la función de las células inmunitarias y la investigación de la inflamación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo CD215/IL-15R alfa
Observaciones/Alias	CD215; CD215/IL-15R alfa
Especie	Humano
GeneID (humano)	3601
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q13261
Peso proteico	28kDa
Envío	Bolsa de hielo