

Anticuerpo Monoclonal Anti-Cd215/IL-15R α Para If/Icc, Fc - Q60819

Número de artículo: CM0005805



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra CD215/IL-15R α de ratón, validado para IF/ICC y FC. Detecta el receptor de IL-15 de alta afinidad, crucial en la señalización de células inmunitarias.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Conejo anti-Ratón CD215/IL-15R α mAb
Observaciones/Alias	IL15ra
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	3601
GeneID	16169
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 33-205 del CD215/IL-15R α de ratón (NP_032384.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	IF/ICC, FC
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	Q60819
Peso Proteico	28kDa
Envío	Bolsa de hielo