


Anticuerpo Policlonal Anti-Cd22 Para Wb Y Elisa - P20273

Número de artículo: CM0020703



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-CD22 validado para WB y ELISA. Detecta CD22 humano (95 kDa), un receptor inhibidor de células B que regula la señalización y apoptosis de células B. - P20273

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CD22 Conejo pAb
Observaciones/Alias	SIGLEC2, SIGLEC-2, CD22
Especie	Humano
GeneID (Humano)	933
GeneID	933
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 del CD22 humano (NP_001762.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P20273
Peso Proteico	95kDa
Envío	Bolsa de hielo